

Link do produktu: <https://www.club-tv.pl/maseczki-chirurgiczne-produkt-medyczny-8-vat-p-45.html>



Maseczki chirurgiczne. PRODUKT MEDYCZNY 8% VAT.

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Maimed FM Comfort Type II (3ply surgical disposable face mask) OSTATNIE KARTONY !!!
Kolor NIEBIESKI

Maseczki operacyjne chirurgiczne , 3-warstwowe, niejałowe, włókninowe, z gumką op. 50szt.

Maska ochronna na twarz włókninowa trójwarstwowa zapewnia ochronę dzięki filtracji bakteryjnej na poziomie 99%. Perfekcyjne połączenie bezpieczeństwa, jakości i komfortu. Hipoalergiczna i delikatna dla skóry. Nie zawiera włókien szklanych, nie zawiera lateksu. Zgodnie z jej przeznaczeniem - obrazowo - najlepiej zabezpiecza otoczenie przed kaszlącym, innymi słowy - aby lekarz operujący nie nakaszał lub nie kichnął do rany operowanego pacjenta. Niezbędna dla lekarzy, ale również dla kosmetyczek i stylistek paznokci w celu ochrony przed pyłem. Używana na całym świecie również jako zabezpieczenie dróg oddechowych przed pyłem i tzw. smogiem. JEDYNIĘ Ogranicza wdychanie szkodliwych pyłków wchodzących w skład smogu ze względu na to, że maseczka nie daje gwarancji szczelności, co z kolei nie powoduje przefiltrowania 100% wdychanego powietrza. Uwaga- maseczka posiada metalowy płaski drucik, który należy dopasować uszczelniając maseczkę na nosie przez docięnięcie usztywnienia.

W przypadku zabrudzenia maseczki lub wyraźnego ograniczenia przepuszczalności maseczki - (zaczyna być kłopot z nabieraniem powietrza - maseczka jest zużyta i powinna być zastąpiona nową) Nie należy używać powtórnie maseczki, gdyż para wodna wydychana "cementuje" osady po zaschnięciu i bardzo zmniejsza wydajność maseczki, gdyż więcej powietrza wciągana jest "bokami" Jak zakładać maskę, tj. którą stroną do twarzy? Porada praktyczna - maska jest kolorowa, a tak w rzeczywistości jest biało-kolorowa. Jeżeli sami mamy infekcję, i chcemy uchronić swoich bliskich, lub idziemy w odwiedziny do szpitala, gdzie leżą chorzy po operacji z obniżoną odpornością - zakładamy maskę białą stroną do twarzy i kolorem na zewnątrz. W przypadku, kiedy chcemy ochronić się od zewnętrznego zagrożenia - zakładamy białą stroną na zewnątrz. Dane katalogowe producenta: Medyczna maska chirurgiczna wykonana z 3 warstw wysokiej jakości włókniny polipropylenowej NIE zawiera włókien szklanych Uniwersalny rozmiar Wysoki komfort używania i możliwość dopasowania anatomicznego dzięki regulowanemu mostkowi nosowemu Hipoalergiczna i o wysokiej przepuszczalności powietrza Poziom filtracji bakteryjnej (BFE) $\geq$ **98%** Typ II Skuteczna ochrona przez zanieczyszczeniem (pyłem) Można sterylizować EClas 34-15-01-02 W jednej przesyłce kurierskiej możemy wysłać 10-15 opakowań maseczek.